

## Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Нектину-4 Для Проточной Цитометрии — Q96Ny8

Артикул: CM0007741



### введение

Конъюгированное с красителем моноклональное антитело кролика, специфичное к человеческому нектину-4 (PVRL4), валидированное для применения в проточной цитометрии (FC). Подходит для исследований клеточной адгезии, карциномы молочной железы и рецептора вируса кори.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональное антитело кролика к человеческому нектину-4                                                           |
| Примечания/Алиасы         | LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| ID гена (человек)         | 81607                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 32-146 человеческого нектин-4 (NP_112178.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                             |
| Применение                | FC (проточная цитометрия)                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                             |
| SWISS                     | Q96NY8                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 24 кДа/55 кДа                                                                                                       |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                                                                                        |