

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Nectin-4 Для Проточной Цитометрии - Q96Ny8

Артикул: CM0010567



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого Nectin-4, валидированные для проточной цитометрии. Реагируют с образцами человека, подходят для исследований в области онкологии и изучения рецептора вируса кори.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против человеческого Nectin-4
Примечания/Псевдонимы	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Вид	Человек
GeneID	81607
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-146 человеческого Nectin-4 (NP_112178.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96NY8
Молекулярная масса белка	24 кДа/55 кДа
Доставка	В ледяном пакете