

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Ng2 Для Fc - Q6Uvk1

Артикул: CM0012632



введение

mAb кролика к человеческому NG2 для проточной цитометрии. Распознает человеческий CSPG4/NG2 — протеогликан массой 251 кДа, участвующий в пролиферации, миграции и ангиогенезе клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	mAb кролика к человеческому NG2
Примечания/синонимы	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1464
Идентификатор гена	1464
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1583–2224 человеческого NG2 (NP_001888.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6UVK1
Молекулярная масса белка	251 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом