

, Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Ng2 Для Fc — Q6Uvk1

Артикул: CM0009846



введение

, кроличье моноклональное антитело против человеческого NG2 (клон не указан) для проточной цитометрии. Реагирует с человеческим хондроитинсульфатным протеогликаном NG2, участвующим в миграции и пролиферации клеток. Подходит для онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье моноклональное антитело против человеческого NG2
Примечания/синонимы	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Вид	Человек
GeneID (человек)	1464
GeneID	1464
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1583-2224 человеческого NG2 (NP_001888.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q6UVK1
Молекулярная масса белка	251 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом