


Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Nt5E/Cd73 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P21589

Артикул: CM0012408



введение

Конъюгированная с флуорохромом кроличья моноклональная антитела к человеческому NT5E/CD73, валидированная для проточной цитометрии (FC). Нацелена на экто-5'-нуклеотидазу — мембранный фермент, закрепленный GPI-якорем, который гидролизует АМФ. Подходит для исследований в области иммуноонкологии и нуклеотидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к человеческому NT5E/CD73 mAb
Примечания/Алиасы	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CAIJA
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	4907
ID гена	4907
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 27-547 человеческого NT5E/CD73 (NP_002517.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21589
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом