


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Opn1Lw/Opn1Mw Для Проточной Цитометрии - P04000 / P04001

Артикул: CM0007862



введение

Кроличыи моноклональные антитела, конъюгированные с , нацеленные на человеческий OPN1LW и OPN1MW, валидированные для проточной цитометрии. Подходят для исследований функции колбочковых фоторецепторов и красно-зеленого цветового зрения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТ против человеческого OPN1LW/OPN1MW
Примечания/Псевдоним	CBP; RCP; ROP; CBVM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-48 человеческого OPN1LW/OPN1MW (NP_064445.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04000/P04001
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом