


Кроличий Моноклональный Анти-Человеческий Opn1Lw/Opn1Mw Mab - P04000 / P04001

Артикул: CM0011623



введение

Высокопроизводительное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческих опсинов OPN1LW/OPN1MW, для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований цветового зрения и фоторецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий моноклональный анти-человеческий OPN1LW/OPN1MW mAb
Примечания/Псевдоним	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-48 человеческого OPN1LW/OPN1MW (NP_064445.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04000/P04001
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом