


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Opn1Lw/Opn1Mw Для Проточной Цитометрии - P04000 / P04001

Артикул: CM0004115



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого OPN1LW/OPN1MW для проточной цитометрии. Нацелено на красно- (OPN1LW) и зеленочувствительные (OPN1MW) колбочковые опсины, подходит для исследований сетчатки и изучения цветового зрения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого OPN1LW/OPN1MW
Примечания/Альтернативные названия	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-48 человеческого OPN1LW/OPN1MW (NP_064445.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04000/P04001
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом