


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Р-Кадгерину - P22223

Артикул: CM0010429



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому Р-кадгерину (CDH3) для проточной цитометрии. Определяет человеческий Р-кадгерин в эпителиальных тканях и карциномах, идеально подходит для исследований клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому Р-кадгерину
Примечания/Альтернативные названия	CDHP; HJMD; PCAD
Вид	Человек
ID гена	1001
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 108-654 человеческого Р-кадгерина (NP_001784.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	P22223
Молекулярная масса белка	87 кДа / 91 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом