


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Р-Кадгерина Для Проточной Цитометрии - P22223

Артикул: CM0010499



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого Р-кадгерина (CDH3).
Рекомбинантный иммуноген (aa 108-654).
Валидировано для проточной цитометрии.
Идеально для исследований клеточной адгезии и карциномы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого Р-кадгерина mAb
Примечания/Алиасы	CDHP; HJMD; PCAD
Вид	Человек
ID гена	1001
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 108-654 человеческого Р-кадгерина (NP_001784.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22223
Молекулярная масса белка	87кДа/91кДа
Доставка	В пакете со льдом