


Моноклональное Антитело Кролика Против Р-Кадгерина Человека Для Проточной Цитометрии - P22223

Артикул: CM0009580



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против Р-кадгерина человека (CDH3), для проточной цитометрии. Распознаёт кадгерин-3 в эпителиальных тканях и клетках карциномы; полезно для исследований клеточной адгезии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	моноклональное антитело кролика против Р-кадгерина человека
Примечания/Синонимы	CDHP; HJMD; PCAD
Вид	Человек
GeneID	1001
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 108-654 Р-кадгерина человека (NP_001784.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P22223
Молекулярная масса белка	87kDa/91kDa
Доставка	Пакет со льдом