

Моноклональное Антитело Rabbit Anti-Human P4Hb Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — P07237

Артикул: CM0009674



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий P4Hb (белокдисульфидизомеразу). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии, выявляет белок массой 57 кДа. Подходит для исследований сворачивания белков и стресса эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Rabbit anti-Human P4Hb
Примечания/синонимы	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5034
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 329-508 человеческого P4Hb (NP_000909.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточная)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P07237
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом