

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Pcsk9 Для Проточной Цитометрии — Q8Nbp7

Артикул: CM0012644



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого PCSK9 (Q8NBP7). Валидировано для приложений внутриклеточной проточной цитометрии. Иммуноген — рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 31-692 человеческого PCSK9. Идеально подходит для исследований метаболизма холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого PCSK9
Примечания/Алиасы	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3
Вид	Человек
GeneID (человек)	255738
GeneID	255738
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-692 человеческого PCSK9 (NP_777596.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NBP7
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Айс-пак