

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Pd-L1/Cd274 - Q9Nzq7

Артикул: CM0007854



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PD-L1/CD274 (B7-H1, PDCD1LG1). Валидировано для проточной цитометрии, поддерживает исследования в области блокады иммунных контрольных точек и иммунотерапии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому PD-L1/CD274 mAb
Примечания/Альтернативные названия	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29126
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZQ7
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом