

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Pd-L1/Cd274 Для Проточной Цитометрии - Q9Nzq7

Артикул: CM0007976



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого PD-L1/CD274 (B7-H1, PDL1). Валидированы для применения в проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для исследований иммунных контрольных точек и изучения опухолевой иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТ против человеческого PD-L1/CD274
Примечания/Псевдонимы	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Вид	Человек
ID Gene (Человек)	29126
ID Gene	29126
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZQ7
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка-холодильник