

Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Перфोरину Для Вк (Внутриклеточно) — P14222

Артикул: CM0009936

введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий перфорин (PRF1), для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидирована для человеческих образцов; обнаруживает белок массой 61 кДа. Подходит для исследований цитотоксичности иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к человеческому перфोरину
Примечания/Алиасы	P1; PFP; HPLH2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5551
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 21-555 человеческого перфорины (NP_005032.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВК (внутриклеточно)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14222
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Аккумулятор холода