

Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфорилированному PI3K Человека P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55Г (Y199) Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточной) - P27986 / O00459 / Q92569

Артикул: CM0001539



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к фосфорилированным регуляторным субъединицам PI3K p85α (Y467), p85β (Y464) и p55γ (Y199). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии для анализа сигнального пути PI3K/AKT в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к фосфорилированному PI3K человека p85α-Y467+p85β-Y464+p55γ-Y199, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5295/5296/8503
ID гена	5295/5296/8503
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Молекулярная масса белка	42-54 кДа/81-84 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом