

Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-PI3K P85A Человека (Y467)/P85B (Y464)/P55Г (Y199) Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P27986 / O00459 / Q92569

Артикул: CM0001362



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на фосфорилированные регуляторные субъединицы PI3K p85 α (Y467), p85 β (Y464) и p55 γ (Y199). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Полезно для изучения сигнального пути PI3K/АКТ в клетках человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье антитело к фосфо-PI3K p85 α -Y467+p85 β -Y464+p55 γ -Y199 человека, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5295/5296/8503
GeneID	5295/5296/8503
Иммуноген	Синтетический пептид - Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y467 человеческого PI3K p85 α (NP_852664.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Молекулярная масса белка	42-54 кДа / 81-84 кДа
Условия отгрузки	В пакете со льдом