

## Кроличий Моноклональный Анти-Человеческий Антитело К Фосфо-PI3Kp85A-Y467+P85B-Y464+P55γ-Y199 Mab — P27986 / O00459 / Q92569

Артикул: CM0001913



### введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , против фосфо-PI3K p85α (Y467), p85β (Y464) и p55γ (Y199) человека. Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для изучения передачи сигналов PI3K/AKT в образцах человека.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | кроличий моноклональный анти-человеческий антитело к фосфо-PI3Kp85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 mAb                  |
| Примечания/Алиас          | PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                           |
| GeneID (человек)          | 5295/5296/8503                                                                                                    |
| GeneID                    | 5295/5296/8503                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид / Синтетический фосфорилированный пептид в области Y467 человеческого PI3Kp85α (NP_852664.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                            |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                        |
| Применение                | FC (внутриклеточная)                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                           |
| SWISS                     | P27986/O00459/Q92569                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 42-54 кДа / 81-84 кДа                                                                                             |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                    |