

: Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Plzf Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — Q05516

Артикул: CM0012302



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PLZF (ZBTB16), транскрипционный репрессор, участвующий в созревании миелоидных клеток. Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье античеловеческое моноклональное антитело к PLZF
Примечания/синоним	PLZF; ZNF145
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7704
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 6–137 человеческого PLZF (NP_005997.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточная)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q05516
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом