

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Plzf Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - Q05516

Артикул: CM0009307



введение

-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PLZF (ZBTB16). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Реактивность: Человек. Исследуйте механизмы репрессии транскрипции и дифференцировки миелоидных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого PLZF (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	PLZF; ZNF145
Вид	Человек
ID гена	7704
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий аминокислоты 6-137 человеческого PLZF
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q05516
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	В пакете со льдом