


Кроличье Моноклональное Антитело Против Подопланина Человека Для Fc — Q86YI7

Артикул: CM0009632



введение

Моноклональное кроличье антитело против подопланина человека (PDPN), конъюгированное с и валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения миграции и адгезии клеток, биологии лимфатической системы и прогрессирования опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против подопланина человека
Примечания/синонимы	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; подопланин
Вид	Человек
GeneID	10630
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-123 подопланина человека (NM_006474.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q86YL7
Молекулярная масса белка	12 кДа/16 кДа/18 кДа/24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом