


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Подопланина Для Проточной Цитометрии - Q86YI7

Артикул: CM0012330



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого подопланина (PDPN/Aggrus/Gp36). Валидированы для проточной цитометрии, перекрестная реактивность с человеком. Подходят для исследований в области биологии рака, лимфатической системы и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек Подоплан mAb
Примечания/Псевдонимы	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10630
GeneID	10630
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-123 человеческого подопланина (NM_006474.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86YL7
Молекулярный вес белка	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Доставка	Сумка со льдом