


## Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Pth1R ( ) Для Проточной Цитометрии — Q03431

Артикул: CM0010046



### введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого PTH1R, конъюгированное с и валидированное для проточной цитометрии. Рецептор 1 паратиреоидного гормона (PTH1R) представляет собой рецептор, сопряжённый с G-белком, участвующий в поддержании кальциевого гомеостаза. Идеально подходит для исследовательских и диагностических применений.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | , антитело кролика к человеческому PTH1R, мАб                                                                                      |
| Примечания/синонимы       | PFE; EKNS; PTHR; PTHR1                                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| Идентификатор гена        | 5745                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-188 человеческого PTH1R (NP_000307.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | FC                                                                                                                                 |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                            |
| SWISS                     | Q03431                                                                                                                             |
| Молекулярная масса        | 66 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки          | Пакет со льдом                                                                                                                     |