


Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Pth1R Для Проточной Цитометрии — Q03431

Артикул: CM0009955



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого PTH1R (рецептор 1 паратиреоидного гормона), валидировано для применения в проточной цитометрии. Подходит для исследований сигнальных путей GPCR и заболеваний костей и почек. Специфично связывается с человеческим PTH1R.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело к человеческому PTH1R
Примечания/Синонимы	PFE; EKNS; PTHR; PTHR1
Вид мишени	Человек
GeneID (человек)	5745
GeneID	5745
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 27-188 человеческого PTH1R (NP_000307.1).
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q03431
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	С ледяным аккумулятором