


Кролик Анти-Человеческий Rankl/Cd254 Мат - O14788

Артикул: CM0010352



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против человеческого RANKL/CD254, для внутриклеточной проточной цитометрии. Необходимый инструмент для изучения дифференцировки остеокластов, костного метаболизма и взаимодействий Т-клеток/дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий RANKL/CD254 МАТ
Примечания/Псевдоним	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8600
ID гена	8600
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 136-317 человеческого RANKL/CD254 (NP_003692.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14788
Молекулярный вес белка	27кДа/30кДа/35кДа
Доставка	Сумка со льдом