


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Ror1 Для Проточной Цитометрии - Q01973

Артикул: CM0009077



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на внеклеточный домен человеческого ROR1 (а.к. 24-403). Валидированы для проточной цитометрии. Подходят для исследований в области онкологии, нейробиологии и трансдукции сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек ROR1 мАт
Примечания/Псевдоним	NTRKR1; dj537F10.1
Вид	Человек
ID гена	4919
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-403 человеческого ROR1 (NP_005003.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q01973
Молекулярный вес белка	104 кДа
Доставка	Сумка со льдом