


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Ror1 Для Проточной Цитометрии - Q01973

Артикул: CM0008137



введение

Конъюгированные кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий ROR1, валидированные для проточной цитометрии. Специфичны к человеческому ROR1, обнаруживают белок массой 104 кДа. Подходят для исследований сигнального пути Wnt и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек ROR1 мАт
Примечания/Псевдоним	NTRKR1; dj537F10.1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4919
GeneID	4919
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-403 человеческого ROR1 (NP_005003.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q01973
Молекулярный вес белка	104 кДа
Доставка	Сумка со льдом