


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Siglec-8 Для Fc — Q9Nyz4

Артикул: CM0011688



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Siglec-8 (SAF-2). Валидировано для проточной цитометрии; выявляет мембранный лектин массой 44–54 кДа на эозинофилах, базофилах и тучных клетках. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований аллергии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого Siglec-8
Примечания/синонимы	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Вид	Человек
GeneID	27181 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17–363 человеческого Siglec-8 (NP_055257.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NYZ4
Молекулярная масса белка	44 кДа/46 кДа/54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом