

: Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Siglec-8 Для Проточной Цитометрии — Q9Nyz4

Артикул: CM0011361



введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Siglec-8. Специфично для применения в проточной цитометрии, идеально подходит для изучения биологии эозинофилов, тучных клеток и базофилов. Подтверждена реактивность с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье антитело против человеческого Siglec-8, МАТ
Примечания/псевдонимы	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Вид	Человек
GeneID (человек)	27181
GeneID	27181
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17–363 человеческого Siglec-8 (NP_055257.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NYZ4
Молекулярная масса белка	44 кДа/46 кДа/54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом