

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Siglec-8 Для Проточной Цитометрии — Q9Nyz4

Артикул: CM0011530



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Siglec-8 (Q9NYZ4), валидированное для проточной цитометрии. Специфически выявляет Siglec-8 на базофилах, тучных клетках и эозинофилах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого Siglec-8
Примечания/синонимы	SIGLEC8, SAF2, SIGLEC-8, SIGLEC8L, лектин 8, подобный иммуноглобулину, связывающий сиаловую кислоту
Вид	Человек
Идентификатор гена	27181
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-363 человеческого Siglec-8 (NP_055257.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NYZ4
Молекулярная масса белка	44 кДа/46 кДа/54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом