


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Siglec-8 Для Проточной Цитометрии - Q9Nyz4

Артикул: CM0009340



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий Siglec-8 (SAF-2). Разработаны для проточной цитометрии для обнаружения эозинофилов, базофилов и тучных клеток. Рекомбинантный иммуноген обеспечивает высокую специфичность.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий Siglec-8 mAb
Примечания/Псевдоним	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Вид	Человек
GeneID	27181 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок (а.а. 17-363 человеческого Siglec-8, NP_055257.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NYZ4
Молекулярный вес белка	44кДа/46кДа/54кДа
Доставка	Сумка со льдом