

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Siglec9 Для Проточной Цитометрии - Q9Y336

Артикул: CM0009499

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому SIGLEC9 для проточной цитометрии. Детектирует CD329 на человеческих нейтрофилах и моноцитах. Рекомбинантный иммуноген; молекулярная масса белка 50-52 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому SIGLEC9
Примечания/Альтернативные названия	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Вид	Человек
ID гена	27180 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-348 человеческого SIGLEC9 (NP_055256.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y336
Молекулярная масса белка	50 кДа, 52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом