

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Syk
Для Внутриклеточного Проточного Цитометрического
Анализа (Fc (Intra)) - P43405

Артикул: CM0006253



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Syk (p72-Syk). Предназначено для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для исследования сигналинга В-клеточного рецептора, врожденного иммунитета и путей активации тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому Syk mAb
Примечания/Альтернативные названия	IMD82; p72-Syk
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6850
GeneID	6850
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 251-350 человеческого Syk (NP_003168.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43405
Молекулярная масса белка	72кДа/70кДа
Условия доставки	В пакете со льдом