

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Syk Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточной) — P43405

Артикул: CM0010992



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на тирозинкиназу SYK человека (p72-Syk). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии образцов человека. Незаменимо для исследований передачи сигналов через В-клеточный рецептор и врождённого иммунитета. UniProt P43405.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое моноклональное антитело к Syk
Примечания/псевдонимы	IMD82; p72-Syk
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6850
Идентификатор гена	6850
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 251-350 человеческого Syk (NP_003168.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P43405
Молекулярная масса белка	72 кДа/70 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом