

Моноклональное Антитело Кролика Против Syk Человека Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P43405

Артикул: CM0011130



введение

Моноклональное антитело кролика против Syk человека (тирозинкиназа селезенки), конъюгированное с . Подходит для внутриклеточной проточной цитометрии (FC) на образцах человека. Syk — ключевая нерецепторная киназа в сигнализации B-клеточного рецептора и иммунных ответах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	моноклональное антитело кролика против Syk человека
Примечания/Синонимы	IMD82; p72-Syk
Вид	Человек
GeneID (человек)	6850
GeneID	6850
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 251-350 Syk человека (NP_003168.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43405
Молекулярная масса белка	72 кДа/70 кДа
Доставка	Пакет со льдом