


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Синдекана-4 Для Проточной Цитометрии - P31431

Артикул: CM0010381



введение

Моноклональные антитела Кролик anti-Human Syndecan 4, валидированные для проточной цитометрии. Распознают человеческий синдекан-4 (SYND4), протеогликан клеточной поверхности, регулирующий биогенез экзосом. Рекомбинантный иммуноген. Идеальны для проточной цитометрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Human Syndecan 4 мАт
Примечания/Псевдоним	SYND4
Вид	Человек
GeneID	6385
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-145 человеческого синдекана-4 (NP_002990.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31431
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом