

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого T-Bet/Tbx21 Для Проточной Цитометрии - Q9UI17

Артикул: CM0011625

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого T-bet/Tbx21, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения дифференцировки Th1-клеток, иммунофенотипирования и анализа транскрипционных факторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого T-bet/Tbx21, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Вид	Человек
ID гена (Человек)	30009
ID гена	30009
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 322-535 человеческого T-bet/Tbx21 (NP_037483.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UL17
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом