

Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому T-bet/Tbx21, Конъюгированное , Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — Q9UL17

Артикул: CM0004218

введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий T-bet/Tbx21 (Q9UL17). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии, идеально подходит для анализа линейного развития клеток Th1 и исследований иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье анти-человеческое моноклональное антитело к T-bet/Tbx21
Примечания/Алиасы	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	30009
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 322-535 человеческого T-bet/Tbx21 (NP_037483.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Внутриклеточная проточная цитометрия (FC intra)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UL17
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	С пакетом льда