


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Tie-2/Cd202В Для Проточной Цитометрии - Q02763

Артикул: CM0004933



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого Tie-2/CD202b (рецептора ангиопоэтина-1), валидированные для проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для исследований ангиогенеза, сосудистой биологии и эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАт против человеческого Tie-2/CD202b
Примечания/Псевдоним	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7010
GeneID	7010
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-745 человеческого Tie-2/CD202b (NP_000450.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q02763
Молекулярная масса белка	126 кДа
Доставка	Сумка со льдом