


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Tigit Для Проточной Цитометрии - Q495A1

Артикул: CM0010639



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого TIGIT (Q495A1), валидированное для проточной цитометрии. Идеально для исследований иммунных контрольных точек, изучения ингибирования Т-клеток и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого TIGIT (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	201633
Иммуноген	Рекомбинантный белок или рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-141 человеческого TIGIT (NP_776160.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q495A1
Молекулярная масса белка	18 кДа/26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом