


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Tim-3/Havcr2 Для Проточной Цитометрии - Q8Tdq0

Артикул: CM0010185



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого TIM-3/HAVCR2 (CD366). Валидированы для проточной цитометрии; этот реагент позволяет обнаруживать TIM-3 на иммунных клетках для исследований в области иммунологии и иммунноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против человеческого TIM-3/HAVCR2
Примечания/Псевдонимы	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	84868
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-200 человеческого TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TDQ0
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В ледяном пакете