


Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Tim-3/Havcr2 Для Проточной Цитометрии - Q8Tdq0

Артикул: CM0009771



введение

Конъюгированные с моноклональные антитела кролика, направленные против человеческого TIM-3/HAVCR2, валидированные для проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для изучения регуляции иммунных контрольных точек, истощения Т-клеток и исследований в области иммунотерапии рака.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
Примечания/Псевдонимы	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Вид	Человек
GeneID	84868
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TDQ0
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом