


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Tim-3/Havcr2 Для Проточной Цитометрии - Q8Tdq0

Артикул: CM0005164



введение

Это конъюгированное с кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческий TIM-3/HAVCR2 (CD366) и идеально подходит для анализа методом проточной цитометрии экспрессии иммунных контрольных точек на Т-клетках, НК-клетках и дендритных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого TIM-3/HAVCR2 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84868
ID гена	84868
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-200 человеческого TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TDQ0
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом