

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Tlr1 Для Проточной Цитометрии - Q15399

Артикул: CM0010184



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого TLR1 (CD281), валидированные для проточной цитометрии. Распознают толл-подобный рецептор 1, участвующий в врожденном иммунном ответе на бактериальные липопептиды. Подходят для исследований в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек TLR1 мАт
Примечания/Псевдоним	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7096
GeneID	7096
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 325-424 человеческого TLR1 (NP_003254.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15399
Молекулярный вес белка	90кДа
Доставка	Сумка со льдом