

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Tnf-А Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточная) - P01375

Артикул: CM0005029

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика к человеческому TNF- α , валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Специфично к человеческому TNF- α , белку с молекулярной массой 26 кДа. Идеально подходит для исследований в области иммуноонкологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого TNF- α
Примечания/Синонимы	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
Вид	Человек
ID гена (человек)	7124
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 77-233 человеческого TNF- α (NP_002344.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01375
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодильный пакет