


Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Tnf-А Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P01375

Артикул: CM0004268



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против человеческого фактора некроза опухоли α , валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Обнаруживает белок с молекулярной массой 26 кДа. Идеально подходит для исследований цитокинов и изучения иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому TNF- α
Примечания/алиасы	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
Вид	Человек
ID гена (человек)	7124
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 77-233 человеческого TNF- α (NP_002344.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01375
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом