

Кроличье Моноклональное Антитело К Tnfrsf10D/Trailr4 Человека Для Fc — Q9Ubn6

Артикул: CM0009360

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на TNFRSF10D/TRAILR4 человека (рецептор-ловушка 2) для прямой проточной цитометрии. Подходит для исследований апоптоза и сигнального пути TRAIL. Перекрёстно реагирует с белком человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TNFRSF10D/TRAILR4 человека
Примечания/синонимы	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Вид	Человек
GeneID (человек)	8793
GeneID	8793
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 56-211 TNFRSF10D/TRAILR4 человека (NP_003831.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBN6
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом