

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Tnfrsf10D/Trailr4 Для Проточной Цитометрии - Q9Ubn6

Артикул: CM0012262

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого TNFRSF10D/TRAILR4 (CD264, DCR2), рецептора-ловушки, блокирующего опосредованный TRAIL апоптоз. Подходят для проточной цитометрии (FC) и валидированы на клетках человека. Идеальны для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек TNFRSF10D/TRAILR4 мАт
Примечания/Псевдонимы	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Вид	Человек
GeneID (человек)	8793
GeneID	8793
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 56-211 человеческого TNFRSF10D/TRAILR4 (NP_003831.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBN6
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом