

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Tnfrsf10D/Trailr4 Для Проточной Цитометрии - Q9Ubn6

Артикул: CM0008815

введение

Кроличыи моноклональные антитела, конъюгированные с , направленные против человеческого TNFRSF10D/TRAILR4 (TRAIL-R4, CD264), рецептора-ловушки для TRAIL. Валидированы для проточной цитометрии, позволяют обнаруживать экспрессию TRAIL-R4 на клетках человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против человеческого TNFRSF10D/TRAILR4
Примечания/Псевдонимы	DCR2; CD264; TRUND; TRAILR4; TRAIL-R4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8793
GeneID	8793
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 56-211 человеческого TNFRSF10D/TRAILR4 (NP_003831.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBN6
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	В пакете со льдом